



# IBM iConnect<sup>®</sup> Enterprise Archive 12.0

**DECLARACIÓN DE INTEGRACIÓN DE IHE**

Materiales bajo licencia. Propiedad de IBM.

© Copyright IBM Corporation. 1998, 2019.

IBM, el logotipo de IBM, IBM Watson y Watson Health son marcas comerciales de IBM Corporation en los Estados Unidos o en otros países. El uso que se hace en este documento de las marcas comerciales de IBM está autorizado y cuenta con la licencia de IBM Corporation.

Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Todos los demás nombres de compañías o productos son marcas comerciales de sus compañías correspondientes.

Los licenciarios de este programa que deseen obtener información sobre este con el fin de permitir (i) el intercambio de información entre programas creados de manera independiente y otros programas (incluido este) y (ii) el uso mutuo de la información que se ha intercambiado deben comunicarse con el director de otorgamiento de licencias de IBM. Esta información puede ponerse a disposición, sujeta a los términos y las condiciones correspondientes, incluidos, en algunos casos, el pago de una tarifa.

Director de otorgamiento de licencias de IBM  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785

IBM otorga permiso limitado a los licenciarios para realizar copias impresas y otras reproducciones de toda la documentación legible por máquina, siempre que cada reproducción incluya los avisos de derechos de autor de IBM y que el uso de esa reproducción esté regido por los términos y las condiciones especificados por IBM en las especificaciones de programas con licencia. Cualquier uso o reproducción que exceda el permiso limitado otorgado en el presente documento constituirá una violación del acuerdo de licencia y una transgresión de los derechos de autor correspondientes.

Los materiales que este programa muestra o reproduce pueden estar protegidos por derechos de autor o restricciones contractuales de IBM o de terceros. El usuario es responsable de obtener el permiso necesario para mostrar y reproducir dichos materiales, y para incluir los avisos y las leyendas correspondientes sobre derechos de autor.

#### **DERECHOS RESTRINGIDOS POR EL GOBIERNO DE LOS EE. UU.:**


El uso, la duplicación o la divulgación están restringidos por contratos basados en listas de precios (ADP) de GSA con IBM Corporation.

#### **USO PREVISTO:**

IBM iConnect Enterprise Archive es un sistema de software que admite almacenamiento y comunicaciones de imágenes y datos médicos. Los administradores calificados del sistema monitorean y mantienen el software en su entorno empresarial de atención médica.

**PRECAUCIÓN:** La ley federal de los Estados Unidos establece que la venta o el pedido de este dispositivo solo se puede realizar a través de un médico.

**IDENTIFICADOR DE DISPOSITIVO CANADIENSE:** 100-00002-00

 Merge Healthcare Incorporated  
900 Walnut Ridge Drive  
Hartland, WI 53029

El glosario de símbolos se proporciona electrónicamente en el sitio web [Statements and Patches](#).

Para obtener asistencia para la aplicación o para informar problemas con la documentación del usuario, comuníquese con Atención al Cliente:

- En América del Norte, llame al número gratuito 1-877-741-5369
- Fuera de América del Norte: +31.40.299.0773
- Correo electrónico: [WHISupport@us.ibm.com](mailto:WHISupport@us.ibm.com)

Parte	Fecha	Versión	Descripción
ECM-20532	Marzo de 2019	1.0	Versión inicial
	Noviembre 2019	2.0	Página de copyright actualizada

La última versión de este documento se puede encontrar en el sitio de [IBM Watson Health Community](#).



# Declaración de integración de IHE

En la siguiente tabla, se resume la declaración de integración de IHE.

Declaración de integración de IHE		Fecha
		2018
Proveedor	Nombre de producto	Versión
Merge Healthcare Incorporated	IBM iConnect® Enterprise Archive	12.0
Este producto está diseñado para implementar todas las transacciones requeridas en el marco técnico de IHE para respaldar los perfiles de integración, los actores y las opciones de IHE que se indican a continuación:		
Perfiles de integración implementados	Actores implementados	Opciones implementadas
<b>Flujo de trabajo programado</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
	Administrador de pasos realizados del procedimiento	Ninguna
<b>Conciliación de la información de los pacientes</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
	Administrador de pasos realizados del procedimiento	Ninguna
<b>Presentación uniforme de imágenes</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
<b>Presentación de procedimientos agrupados</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
	Administrador de pasos realizados del procedimiento	Ninguna
<b>Documentos de prueba</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
<b>Nota de imágenes principales</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
<b>Informe numérico y de imágenes simples</b>	Repositorio de informes	Ninguna
	Repositorio de informes empresariales	Ninguna
	Acceso externo al repositorio de informes	Ninguna

<b>Acceso a información sobre radiología</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
	Repositorio de informes	Ninguna
	Acceso externo al repositorio de informes	Ninguna
<b>Medicina nuclear</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
<b>Flujo de trabajo de cateterización cardíaca</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Modalidad de conexión intermitente, cateterismo cardíaco
	Administrador de pasos realizados del procedimiento	Ninguna
<b>Flujo de trabajo de ecocardiograma</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ecocardiografía, modalidad de conexión intermitente
	Administrador de pasos realizados del procedimiento	Ninguna
<b>Documentos de prueba: cardiología</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
<b>Tiempo uniforme (TU)</b>	Cliente del tiempo	Ninguna
<b>Mamografía</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
<b>Flujo de trabajo de prueba de esfuerzo</b>	Administrador de imágenes/archivo de imágenes	Ninguna
	Administrador de pasos realizados del procedimiento	Ninguna
<b>Intercambio de documentos entre empresas para diagnóstico por imágenes (XDS-I.b)</b>	Fuente del documento de imágenes	Conjunto de instancias DICOM
	Repositorio de documentos	Ninguna
<b>Intercambio de documentos entre empresas (XDS.b)</b>	Registro de documentos	Datos de identidad del paciente (HL7 V2), datos de identidad del paciente (HL7 V3), documentos a pedido, id. de referencia, actualización de metadatos de documentos
	Repositorio de documentos	Ninguna
	Fuente/repositorio de documentos integrados	Reemplazo de documentos
<b>Registro de auditoría y autenticación de nodos (ATNA)</b>	Aplicación segura	Ninguna

<b>Referencia cruzada de identificadores de pacientes (PIX)</b>	Administrador de referencia cruzada de identidad de pacientes	Ninguna
	Cliente de referencia cruzada de identificadores de pacientes	Notificación de actualización de PIX
<b>Consulta de datos demográficos de pacientes (PDQ)</b>	Proveedor de datos demográficos de pacientes	Ninguna
	Consumidor de datos demográficos de pacientes	Ninguna
<b>Gestión de cambios de objetos en imágenes (IOCM)</b>	Administrador/archivo de imágenes	Ninguna
	Solicitante de cambios	Ninguna
<b>Suscripción de metadatos de documentos (DSUB)</b>	Agente de notificación de metadatos de documentos	Suscripción independiente al paciente, suscripción de carpetas
	Editor de metadatos de documentos	Ninguna
<b>Consultas sobre varios pacientes (MPQ)</b>	Registro de documentos	Ninguna
<b>Captura de imágenes basadas en la web (WIC)</b>	Administrador de imágenes	Ninguna
<b>Dirección de Internet para la información de IHE del proveedor:</b>	<a href="http://www.merge.com/Support/Resources/IHE-Statements.aspx">www.merge.com/Support/Resources/IHE-Statements.aspx</a>	
<b>Enlaces a declaraciones de conformidad estándares para la implementación</b>		
<b>HL7</b>	Consulte Merge Communities: <a href="http://www.merge.com/Support/Support-Portal.aspx">http://www.merge.com/Support/Support-Portal.aspx</a>	
<b>DICOM</b>	<a href="http://www.merge.com/Support/Resources/DICOM-Conformance-Statements.aspx">www.merge.com/Support/Resources/DICOM-Conformance-Statements.aspx</a>	
<b>Enlaces a información general sobre IHE</b>		
En América del Norte: <a href="http://www.ihe.net">http://www.ihe.net</a>	En Europa: <a href="http://www.ihe-europe.net">http://www.ihe-europe.net</a>	En Japón: <a href="http://www.ihe-j.org">http://www.ihe-j.org</a>