



# IBM iConnect<sup>®</sup> Enterprise Archive 13.0

**DÉCLARATION D'INTÉGRATION IHE**

Matériel sous licence — Propriété IBM

© Droit d'auteur IBM Corporation. 1998, 2019.

IBM, le logo IBM, IBM Watson et Watson Health sont des marques commerciales IBM Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays ou les deux. L'utilisation des marques commerciales IBM citées dans le présent document se fait par autorisation et sous licence de la société IBM.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises respectives.

Les titulaires de ce programme qui souhaitent obtenir des renseignements à ce sujet dans le but de permettre : (i) l'échange d'informations entre des programmes créés de manière indépendante et d'autres programmes (y compris celui-ci) et (ii) l'utilisation mutuelle des informations échangées, doit contacter le directeur des licences IBM. Ces informations peuvent être disponibles, sous réserve des conditions appropriées, y compris dans certains cas, du paiement des frais.

Directeur des licences IBM  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785

IBM n'autorise que de manière limitée les preneurs de licence à effectuer des copies papier ou d'autres reproductions de toute documentation lisible par machine, à condition que chacune desdites reproductions portent les mentions relatives aux droits d'auteur IBM et que leur utilisation soit régie par les conditions générales spécifiées par IBM dans les présentes spécifications du programme sous licence. Toute reproduction ou utilisation au-delà de la permission limitée accordée par la présente constituerait une violation du contrat de licence et une violation des droits d'auteur applicables.

Le matériel affiché ou reproduit par ce programme peut être protégé par des droits d'auteurs ou des restrictions contractuelles IBM ou d'autres entités. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de disposer de la permission d'afficher et de reproduire de tels documents et d'inclure les mentions de droits d'auteur et légendes applicables.

#### **DROITS DE RESTRICTIONS DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN :**


Utilisation, duplication ou divulgation limitée par le contrat d'agenda GSA ADP avec IBM Corporation.

#### **UTILISATION PRÉVUE :**

IBM iConnect Enterprise Archive est un système logiciel qui prend en charge le stockage et la communication d'images et de données médicales. Les administrateurs système qualifiés surveillent et prennent en charge la maintenance du logiciel dans leurs entreprises de santé.

**MISE EN GARDE :** La législation fédérale américaine restreint cet appareil à la vente par un médecin ou sur l'ordre d'un médecin.

**IDENTIFICATEUR DE DISPOSITIF CANADIEN :** 100-00002-00

 Merge Healthcare Incorporated  
900 Walnut Ridge Drive  
Hartland, WI 53029

Le glossaire des symboles est fourni par voie électronique dans la rubrique [Statements and Patches](#).

Pour obtenir de l'aide sur les applications ou pour signaler des problèmes avec la documentation utilisateur, communiquer avec le service à la clientèle :

- En Amérique du Nord : composez sans frais le 1-877-741-5369
- En dehors de l'Amérique du Nord : +31.40.299.0773
- Courriel : [WHISupport@us.ibm.com](mailto:WHISupport@us.ibm.com)

Partie	Date	Modifiée	Description
ECM-20394	Novembre 2019	1.0	Version initiale pour 13.0

La dernière révision de ce document est disponible dans [IBM Watson Health Community](#).



# Déclaration D'intégration IHE

Le tableau suivant présente la déclaration d'intégration IHE.

Déclaration D'intégration IHE		Date
		2019
Vendeur	Nom du produit	Version
Merge Healthcare Incorporated	IBM iConnect® Enterprise Archive	13,0
Ce produit est destiné à mettre en œuvre toutes les transactions requises dans le cadre technique IHE pour prendre en charge les profils, les acteurs et les options d'intégration IHE répertoriées ci-dessous :		
Profils d'intégration mis en œuvre	Acteurs implémentés	Options implémentées
<b>Flux de travail planifié</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
<b>Harmonisation des renseignements sur le patient</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
<b>Présentation cohérente des images</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
<b>Présentation de procédures groupées</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
<b>Documents de preuve</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
<b>Key Image Note</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
<b>Rapport simple image et numérique</b>	Référentiel de rapport	Aucun
	Référentiel de rapports d'entreprise	Aucun
	Accès au référentiel de rapports externe	Aucun

<b>Accès aux informations de radiologie</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
	Référentiel de rapport	Aucun
	Accès au référentiel de rapports externe	Aucun
<b>Médecine nucléaire</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
<b>Flux de travail de cathétérisme cardiaque</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Modalité connectée par intermittence, cathétérisme cardiaque
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
<b>Flux de travail d'écho</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Échocardiographie, modalité connectée par intermittence
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
<b>Documents de preuve - cardiologie</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
<b>Temps cohérent (CT)</b>	Temps client	Aucun
<b>Mammographie</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
<b>Flux de test de stress</b>	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
<b>Partage de documents inter-entreprises pour la création d'image (XDS-I.b)</b>	Source de document d'image	Ensemble d'instances DICOM
	Répertoire de documents	Aucun
<b>Partage de documents entre entreprises (XDS.b)</b>	Registre de documents	Flux d'identité du patient (HL7 V2), Flux d'identité du patient (HL7 V3), Documents à la demande, Identifiant de référence, Mise à jour des méta-données du document
	Répertoire de documents	Aucun
	Source / répertoire de document intégré	Remplacement de document
<b>Piste d'audit et Authentification de nœud (ATNA)</b>	Sécuriser l'application	Aucun
<b>Références croisées d'identifiant patient (PIX)</b>	Gestionnaire de références croisées sur l'identité du patient	Aucun
	Consommateur de références croisées d'identité patient	Notification de mise à jour PIX

<b>Requête démographique du patient (PDQ)</b>	Fournisseur de données démographiques sur les patients	Aucun
	Consommation démographique des patients	Aucun
<b>Gestion des modifications d'objets d'imagerie (IOCM)</b>	Gestionnaire d'images / archives	Aucun
	Demande de changement	Aucun
<b>Abonnement aux métadonnées de document (DSUB)</b>	Courtier de notification de métadonnées de document	Abonnement indépendant du patient, abonnement dossier
	Éditeur de métadonnées de document	Aucun
<b>Requêtes multi-patients (MPQ)</b>	Registre de documents	Aucun
<b>Capture d'image Web (WIC)</b>	Gestionnaire d'images	Aucun
<b>Adresse internet pour les informations IHE du fournisseur :</b>	<a href="http://www.merge.com/Support/Resources/IHE-Statements.aspx">www.merge.com/Support/Resources/IHE-Statements.aspx</a>	
<b>Liens vers les déclarations de conformité aux normes pour implémentation</b>		
<b>HL7</b>	Se reporter à Merge Communities -- <a href="http://www.merge.com/Support/Support-Portal.aspx">http://www.merge.com/Support/Support-Portal.aspx</a>	
<b>DICOM</b>	<a href="http://www.merge.com/Support/Resources/DICOM-Conformance-Statements.aspx">www.merge.com/Support/Resources/DICOM-Conformance-Statements.aspx</a>	
<b>Liens vers des informations générales sur IHE</b>		
En Amérique du Nord : <a href="http://www.ihe.net">http://www.ihe.net</a>	En Europe: <a href="http://www.ihe-europe.net">http://www.ihe-europe.net</a>	Au Japon: <a href="http://www.ihe-j.org">http://www.ihe-j.org</a>